

GÜNLÜK VALİDASYON İÇİN TEST SİSTEMİ

**Gündem Sağlık Ve Gıda
Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.**

**YAPIŞTIRMA TEST (SEAL-CHECK) YAPRAĞI
GM SEAL-CHECK Normal & GM SEAL-CHECK Tyvek®**

Dereboyu Cad. 84/A Mecidiyeköy Şişli 34387 İstanbul
Zincirlikuyu Vd. 4280091445 / Tic Sicil No: 438749 - 386331

Paketleme Cihazlarının Yapıştırma Kalitesi Testi için
Operasyonel Kalifikasyonu (OQ)
Günlük Yapıştırma (Validasyon) Testi

Tel: (0212) 213 5353Pbx. Faks: (0212) 212 2498
E-Mail: gundem@gundemas.com
Web: www.gundemas.com

Sipariş no.:	Ürün	Tanımlama / İçerik
222-110-060	GM SEAL-CHECK: Standart	Standart GÜNLÜK YAPIŞTIRMA TEST YAPRAĞI. EN-ISO 11607-2 ve DIN 58953'e uygun. İçerik: 1 Kutuda 250 Adet.
222-110-070	GM SEAL-CHECK: Tyvek®	TYVEK® GÜNLÜK YAPIŞTIRMA TEST YAPRAĞI. EN-ISO 11607-2 ve DIN 58953'e uygun. İçerik: 1 Kutuda 100 Adet.

Dünya Standardı EN ISO 11607 bölüm 2 ve DIN 58953'e uygunluğu test edilmiştir.



222-110-060 GM SEAL-CHECK: **Standart**

222-110-070 GM SEAL-CHECK: **Tyvek**

GM SEAL-CHECK-Standard ve **GM SEAL-CHECK- Tyvek®** testleri iki model olarak tasarlanmış olup kullandığınız poşet tipine göre seçilmelidir. Bu testler günlük olarak her sabah, kapatma cihazı kullanılmaya başlamadan önce yapılmalıdır. Bu testler EN-ISO 11607-2 ve DIN 58953'de tanımlanmıştır.

Seal-Check yaprağını paketinden çıkartıp aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi uygun genişlikte bir poşete yerleştiriniz. Poşeti cihazınıza her zamanki gibi yerleştiriniz. Yapıştırma işlemi tamamlandığı zaman aşağıdaki gibi başarılı ya da varsa hatalı yapışan yerler net bir şekilde görülecektir. Hatalı durumda cihazınızın bakımı için cihazınızı aldığınız yere başvurarak, cihazınızı fabrika ayarlarına döndürülmesi için gereken parça değişimlerinin yapılmasını sağlayınız.

Başarılı test sonucu cihazınızın EN ISO 11607-2 standardına uygun çalıştığını gösterir. Aşağıdaki test sonucu günlük olarak dokümanite edilebilir.

Konuyla ilgili başka teknik sorularınız varsa, bize başvurabilirsiniz. Size teknik bilgi vermekten memnuniyet duyarız.



BAŞARILI TEST SONUCU

BAŞARISIZ TEST SONUCU